

Eine spezielle Flüssigkeit, die extra zur Neutralisation unserer Stahlätztinte und Bronzeoxyd entwickelt wurde. Die Reaktion erfolgt sofort und neutralisiert die überschüssige Säure.

Eigenschaften:

Die Flüssigkeit kann auch selbst bei empfindlichen Oberflächen das Material angreifen, da es sich ebenfalls um eine korrosive Flüssigkeit handelt. Nur so viel Lösung wie nötig und so wenig wie möglich zum Neutralisieren verwenden.

Vorsicht:

Ätzende Flüssigkeit!

Verarbeitungshinweis:

Die Stempelabdrucke oder angeätzten Oberflächen mit einem Neutralongetränkten Wattebausch, Lappen oder Pinsel behandeln, wodurch die Ätzwirkung der Säure aufgehoben wird. Anschließend die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit Öl oder Fett zwecks Vermeidung von Rost einfetten.

Erhältliche Gebindegrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

