

**Das Metallgehäuse mit der auswechselbaren Filzeinlage ist für pigmentierte Stempelfarben und Farben mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln gedacht, die nicht in einem normalen Bürostempelkissen verarbeitet werden können, da die Pigmente zu grobkörnig sind.**


**Eigenschaften:**

Durch eine Trennschicht sind die Filzeinlagen beidseitig verwendbar. Damit die Farbe aber nicht überläuft, sollten jeweils nur kleinste Mengen an Flüssigkeit aufgetragen und mit Glasstab oder Korken in den Filz eingearbeitet werden. Ein weiterer Grund nicht zuviel Farbe aufzutragen ist die Tatsache, dass ansonsten die Abdrucke unscharf werden und die Stempel sich zusetzen.

**Anwendung:**

Pigmentierte Spezialfarben vor dem Auftragen gut durchrühren oder ausreichend aufschütteln, damit die sedimentierten Pigmente mit in das Kissen übertragen werden. Wir empfehlen dieses Stempelkissen für zahlreiche, schnelltrocknende, Stempelfarben, so dass es hier den Platz überbeanspruchen würde, sie alle namentlich zu nennen.

Bitte fragen Sie im einzelnen oder speziellen Fall nach unserer Empfehlung.



**Blechdose mit 2 Filzplatten**

Größe Kissenoberfläche:

Größe 1: ca. 165x90mm

Größe 2: ca. 118x67mm

**Nachfüllpackung:**

(Inhalt 5 Filzplatten)

Kissenoberfläche:

Größe 1: ca. 165x90mm

Größe 2: ca. 118x67mm

