

# Tampón doble de fieltro

COLORIS®

La caja metálica con el inserto de fieltro recambiable ha sido concebida para tintas para marcar de pigmentos, así como tintas con disolventes muy volátiles que no se pueden usar en una tampón para entintar normal ni tampoco en el tampón Soli por que los pigmentos tienen un granulado grueso.

## Propiedad:


Las placas de fieltro están separadas por una capa de goma. Se pueden usar ambos lados. Para que no haya fugas de tinta, aplicar la tinta en pequeñas cantidades distribuyéndola en el fieltro con la ayuda de una varilla de cristal o un corcho.

## Aplicacion:

Otro motivo para evitar la aplicación excesiva de tinta es que en este caso las impresiones serían borrosas y los sellos se llenarían de pegotes de tinta. Las tintas especiales de pigmentos deben agitarse o removerse bien para evitar que los pigmentos queden sedimentados y no lleguen al tampón.

Recomendamos este tampón para numerosas tintas para marcar de secaje rápido, con base de disolvente. Al ser útil para muchas tintas, rogamos nos pida consejo para cada caso.

Pida nuestra recomendación en casos individuales o especiales.



## Estuche metálico con 2 placas de fieltro

Superficie máxima del tampón:  
Tamaño 1: 165x90mm aprox.  
Tamaño 2: 118x67mm aprox.

## Pack de recambios:

(con 5 placas de fieltro)  
Superficie máxima del tampón:  
Tamaño 1: 165x90mm aprox.  
Tamaño 2: 118x67mm aprox.

