

# CONSTANTA P

COLORIS®

Auf der Basis hochwertiger Pigmente entwickelte lösungsmittelhaltige Stempelfarbe, die zur Kennzeichnung von eidesstattlichen Dokumenten, Schecks, sowie Urkunden oder Wertpapieren benutzt werden kann. Die besonderen Farbpigmente lassen sich durch chemische Verfahren nicht mehr entfernen. Auch gegen Lichteinflüsse hat die CONSTANTA P eine sehr hohe Resistenz, wodurch sie nicht ausbleicht.

## Eigenschaften:

Sie zieht in Papier schnell ein und ist besonders randscharf.


Die Stempelfarbe ist sehr farbstark und bleibt lange im Farbträger stempelbar.

## Anwendung:

Wir empfehlen die CONSTANTA P zur Kennzeichnung von notariellen Urkunden und eidesstattlichen Dokumenten, wie Zeugnisse oder Bescheinigungen, die dauerhaft markiert werden müssen.

## Trockenzeit:

~30sec wischfest (Papier)



## Viskosität:

sehr dünnflüssig, ~20sec  
(Ford 4mm Becher)

## Stempelmaterial:

Gummi, Metall oder spezielle Fotopolymere

## Farbträger:

Empfohlen werden ungetränkte COLORIS SP-Stempelkissen, Filzplattenkissen oder SOLI-Plattenkissen. In allen Stempelkissen bleibt die Farbe lange stempelbar ohne einzutrocknen.

## Verdünner/Reiniger:

Verdünner 440

## Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert