

Das formschöne und sehr modern aussehende Kunststoff-Stempelkissen besticht mit seiner großen Reserve für alle Bürostempelfarben, wie z.B. für unsere hochqualitative Stempelfarbe 4010.

Eigenschaften:

Entwickelt für Stempelfarben, die auf Wasserbasis beruhen oder mit langsam trocknenden Lösungsmitteln versetzt sind.

Auch einige feinstpigmentierte Stempelfarben können mit diesem Bürostempelkissen verarbeitet werden, da die Zellstoffauflage von diesen Pigmenten durchdrungen werden kann.

Anwendung:

Nicht zuviel Farbe auf das Kissen auftragen, da ansonsten die Abdrucke unscharf werden und die Stempel verschmieren.

Auch die feinstpigmentierten Spezialfarben vor dem Auftragen gut durchrühren oder ausreichend aufschütteln, damit die sedimentierten Pigmente mit in das Kissen übertragen werden.

Wir empfehlen dieses Stempelkissen für zahlreiche Stempelfarben, so dass es hier den Platz überbeanspruchen würde, sie alle namentlich zu nennen. Bitte fragen Sie im einzelnen oder speziellen Fall nach unserer Empfehlung.

Kunststoffgehäuse:

(ungetränkt/getränkt)

Kissenoberfläche:

Größe 1: ca. 160x90mm

Größe 2: ca. 110x70mm

Größe 3: ca. 80x50mm

Farbe 4010:

Schwarz · Rot · Blau · Grün · Violett

