

# Tinta para marcar huevos EU

COLORIS®

Tinta para marcar huevos desarrollada conforme a las disposiciones actuales de la UE. En él se incluirán sólo colorantes tales como E127 - eritrosina, E133 - azul brillante FCF, E155 - marrón HT utiliza los enumerados en el nuevo reglamento de la UE 1333/2008, que sustituye al Reglamento 94/36 / CE Artículo 2 § (8) ser. Todos los demás componentes también tienen números E, se enumeran en el EINECS y aprobados por la comida.

## Propiedad:

Produce impresiones de color intenso, seca con rapidez, de manera que es posible realizar impresiones adherentes y que no destiñen. Los colorantes tienen poca migración, de modo que no traspasan la cáscara.

## Application:

Los huevos pueden envasarse inmediatamente después de haberlos marcado sin que se emborronen las impresiones.



## Viscosidad:

poco viscosa, ~12seg.  
(recipiente Ford 4mm)

## Material del sello:

Goma, metal o fotopolímeros especiales

## Portatintas:

Se recomiendan tampones Coloris. En ocasiones también podrían usarse rodillos de fieltro o de espuma. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse preferencia a sistemas con cubeta de entintar.

## Diluyente/Limpiador:

Diluyente 460

## Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



transparente